

## Systemvoraussetzungen für Installation

Damit wartenmitadana in Ihrer IT-Umgebung fehlerfrei installiert und eingesetzt werden kann, beachten Sie bitte unsere Systemvoraussetzungen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, kontaktieren Sie uns bitte. Mit einem Fernwartungszugang über AnyDesk (<https://anydesk.com/de>) können wir uns einen Überblick verschaffen.

**Gerne setzen wir uns aber auch mit Ihrem IT-Betreuer in Verbindung und prüfen die Systemvoraussetzungen in Ihrer Praxis.**

Für die Installation an Server und Clients benötigen Sie grundsätzlich Administrator-Rechte. Sämtliche Programme sind selbstverständlich auch Terminal- Server fähig.

## Hardwarevoraussetzungen

### Anmeldung und optional Sprech-/Behandlungszimmer

An den Arbeitsplätzen der Anmeldung wird das Bindepogramm installiert. Dies ist auf lokalen Computern als auch über Client-Rechner (RDP) auf einem Server möglich.

Mindestanforderung:

Microsoft® Windows 10 32/64bit

500 MB freier Speicherplatz

Bildschirmauflösung 1440x900

Empfohlene Systemvoraussetzungen:

Microsoft® Windows 10 oder 11 32/64bit

1 GB freier Speicherplatz

Bildschirmauflösung 1920x1080

Das Zimmerprogramm ist nicht zwingend nötig, bietet aber einige Komfortfunktionen wie Informationen zum nächsten Patienten. Außerdem ist der Überblick nur einen Klick entfernt. Die Installation sollte in den Sprech- und Behandlungszimmer erfolgen.

## Hardwarevoraussetzungen Aufrufstation (im Wartebereich)

An den Aufrufstationen in den Wartebereichen läuft das Aufrufprogramm:

Sie können bei uns direkt den AdanaTV-Stick (Android Stick mit HDMI) bestellen. Dieser wird per WLAN (optional: LAN) mit dem Internet verbunden. Auf diesem läuft über die „AdanaTV Patientenaufruf“-App der Patientenaufruf und die Wartezimmer-TV Präsentation.



Bild 1 AdanaTV-Stick

Die Adana-TV Sticks sind wartungsarme, energieeffiziente und günstige Consumer Hardware und werden komplett vorkonfiguriert geliefert. Die Software ist auf dem neuesten Stand und die Sticks müssen lediglich mit dem Internet verbunden werden.

Sie benötigen somit lediglich ein handelsübliches TV-Gerät:

### Bildschirm (TV-Gerät/Monitor)

Tonausgabe Lautsprecher, falls keine im Bildschirm integriert sein sollten


Seitenverhältnis von 16:9

HDMI-Anschluss

Bildschirmauflösung HD-Ready (1280x720), Full-HD (1920x1080), WQHD (2560x1440), 4k (3840x2160)

Bildschirmgröße abhängig von Ihrem Wartebereich

*Grundsätzlich empfehlen wir zwischen 42 Zoll und 55 Zoll Bildschirmdiagonale:  
Als Faustregel passt ein 49 Zoll TV-Gerät gut zu ca. 5 Meter Abstand, bei  
deutlich größeren oder kleineren Entfernungen zum am weitesten entfernten  
Sitzplatz kann man dementsprechend nach oben oder unten abweichen!*



Alternativ können Sie das Aufrufprogramm/die *AdanaTV Patientenaufruf App*



auch auf bereits vorhandenen Geräten installieren:

Sie benötigen dazu entweder

TV-Gerät (siehe oben)

- zusätzlich einen der folgenden: Google Chromecast HD 2022 (empfohlen) oder Amazon FireTV Stick (FireTV-Stick Lite (min. 1.Gen), FireTV-Stick (min. 3.Gen), FireTV Stick 4K Max, FireTV Cube (min. 1.Gen)),

oder

(Mini)-Computer:

Microsoft® Windows 10 32/64bit

1 GB freier Speicherplatz

Bildschirmausgabe 1920x1080